



DIVERS :

Précision: +/- 0,3°C
Signal sonore de début et fin de mesure
Nettoyage: lingettes imbibées d'alcool
Mémoire: 1
Garantie: 3 ans
Autonomie de la pile: 1000 mesures

Suivre l'évolution de la température chez un nourrisson ou un jeune enfant n'est pas facile avec un thermomètre classique.

Devoir réveiller un bébé qui dort ou le déshabiller, calmer un enfant fiévreux qui s'agite à la vue du thermomètre par peur d'une prise de mesure buccale, axillaire ou rectale.

Oublions toutes ces contraintes, le nouveau thermomètre développé spécialement par Hartmann et validé cliniquement répond aux attentes de chaque maman.

Vous pouvez en effet prendre la température de manière douce, rapide (1 ou 3 secondes) et fiable, grâce aux deux méthodes de mesures qui vous sont proposées: frontale ou auriculaire.

Deux possibilités de prendre la température

Mesure auriculaire

1. Tendre le conduit auditif en tirant légèrement le centre de l'oreille.
2. Introduire la pointe du thermomètre et mesurer la température en appuyant sur la touche SCAN
3. Après 1 sec., un signal sonore retentit, lire la valeur.

Mesure frontale

1. Placer l'appareil sur le front. Appuyer sur scan. Scanner du front aux tempes
2. Après 3 sec., un signal sonore retentit, lire la valeur.

Les 10 règles d'or...

1. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'effectuer une mesure
2. Etre depuis 30 minutes dans une pièce tempérée
3. Attendre au moins 30 secondes entre deux mesures consécutives
4. Ne pas avoir pris une douche, ne pas allaiter ou venir d'allaiter, avant de prendre la mesure
5. Eviter de manger, de boire ou de faire du sport avant de mesurer la température
6. Effectuer 3 mesures en prenant le résultat le plus élevé lorsque la valeur est anormalement basse
7. Pour la mesure frontale, toujours mesurer la température au même endroit pour éviter les écarts de valeur, dégager le front (cheveux, transpiration) afin d'obtenir une précision optimale
8. Pour la mesure auriculaire, nettoyer la sonde correctement, prendre la température toujours dans la même oreille, ne pas prendre la mesure dans une oreille enflammée
9. Eloigner le thermomètre de la zone à mesurer uniquement après avoir entendu le signal sonore de fin de mesure et lorsque la lampe LED est éteinte
10. Attendre 5 minutes après le nettoyage de la sonde pour reprendre la mesure



Sans
douleur

Douceur

Sans
pleurs

Sans
peur

Rapide

Economique

Efficace

Fiable

La température corporelle diffère de l'endroit où elle est prise. Voici quelques exemples:

Désignation	Mesures (en °C)		
	Auriculaire/ frontale	Rectale	Orale/Axillaire
Température normale	35,8 - 36,9	36,3 - 37,4	35,9 - 37,0
Légère fièvre	37,0 - 38,0	37,5 - 38,5	37,1 - 38,0
Fièvre élevée	< 38,1	< 38,6	< 38,1

Cachet de la pharmacie :

Référence: 925 081
CNK: 2805 695

HARTMANN



N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Saintes

Thermoval®
duo scan

La douceur pour votre enfant...
L'efficacité pour la maman.



HARTMANN

